



FRANÇAIS

Consignes d'utilisation

Les mesures de pression artérielle réalisées avec le B7101 sont équivalentes à celles obtenues par un observateur expérimenté utilisant un sphygmomanomètre, un stéthoscope, et un brachiole gonflable. Le B7101 est un appareil électronique et ne nécessite aucune intervention domestique par des adultes. Ne l'utilisez pas pour relever la pression artérielle d'enfants ou de bébés. Le B7101 est garanti contre les défauts de fabrication par un programme de garantie internationale. Pour plus de détails sur la garantie, contactez le fabricant, Rossmax International Ltd, ou le distributeur local.

Attention: Consultez les documents d'accompagnement. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'emploi. Pour obtenir des informations spécifiques sur la pression artérielle, contactez votre médecin. Veuillez à conserver ce manuel.

Principe de fonctionnement

Le B7101 utilise la méthode oscillométrique pour détecter la pression artérielle. Avant le gonflage du brassard, l'instrument établit une pression de base équivalente à la mesure de la pression artérielle systolique. Ensuite, la pression est relâchée. Après le gonflage du brassard qui bloque le sang dans l'artère, le gonflement cesse. Pendant le dégonflage du brassard progressif, le tensiomètre détecte les oscillations de pression générées par les pulsations. Tout travail est effectué pendant le temps que vous observez une erreur de mesure. Lorsque la détection de l'amplitude et de la pente des oscillations de pression pendant le

1. Pressez la touche de sélection d'unité pour choisir la zone Mémoire 1 ou 2.

2. Maintenez la touche Mémoire enfoncée pendant 5 secondes. Les données seront automatiquement supprimées dans la zone de mémoire 1 et 2 définie.

Remarque: Vous pouvez effacer les données dans les deux zones mémoire 1 et 2. Tout d'abord, appuyez sur des piles. Suggérez à l'utilisateur de noter d'abord les données dans le carnet de pression artérielle avant de remplacer ou de retirer les piles.

Règle de l'heure

1. Appuyez sur l'icône de l'heure du tensiomètre, pressez la touche \rightarrow . L'écran affiche un nombre cliquant qui correspond à l'heure.

2. Modifiez le mois en appuyant sur la touche Mémoire. Chaque pression augmente le nombre d'une unité de façon cyclique. Réappuyez sur la touche \rightarrow pour confirmer la date. L'écran affiche alors un nombre cliquant qui représente les minutes.

3. Réglez la date, le mois selon l'opération 2 ci-dessus avec la touche Mémoire pour modifier les saisis et la touche \rightarrow pour les confirmer.

4. "0" signifie que vous ne pouvez pas modifier le nouveau réglé à mesure.

Transfert de données PC (en option)

Rossmax propose un logiciel de tension de pression artérielle gratuit, intégré et convivial, que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité d'acheter un câble USB spécial pour raccorder le tensiomètre à votre ordinateur. Veuillez consulter le site <http://www.rossmax.com> pour le téléchargement et l'installation.